

SERIE 8435

BASCULA DIGITAL PEDIATRICA

**VELOCIDAD Y
PRECISION DIGITAL**



Bandeja de poliestireno fácil de limpiar asegura al bebe en este confiable modelo

Modelos DETECTO 8435 | 8435KG
2 modelos a elegir

BASE DE ACERO SOLIDA, DE TRABAJO PESADO
para seguridad del paciente en el pesaje.

- Tara de botón para sustraer el peso de la manta
- LCD de alto contraste y fácil lectura
- Base de acero para estabilidad del paciente
- Cinta de medir: 0 a 21" x 0.25" / 0 a 53 cm x 1mm
- Asegura el peso automáticamente para bebes activos
- Construcción en acero duradero
- Bandeja plástica de fácil limpieza para confort del bebe
- Función a baterías y adaptador AC

BASCULA DIGITAL PEDIATRICA

CONSTRUCCION DURADERA / CALIDAD CLINICA



La marca Detecto es conocida, a nivel mundial, asegurándoles un peso confiable para uso pediátrico. Los modelos de Detecto 8435 y 8435KG les ofrecen una alternativa de unidades de libras o kilogramos. Ligera y atractiva, estos modelos presentan una construcción sólida y base resistente al óxido combinada con rapidez y precisión en pesaje digital.



La bandeja de poliestireno es sencilla de limpiar y su diseño es compacto. La base en acero de trabajo pesado provee a los pacientes de seguridad en el pesaje. La cinta de medición incorporada permite al profesional de la salud medir la altura y el peso del paciente de forma simultánea.

El modelo 8435 y 8435KG de DETECTO presenta un teclado de fácil uso y una pantalla extra grande para la visualización del peso por el profesional de la salud.

Modelo	8435	8435KG
Capacidad	130 lb x 0.1 lb	59 kg x 0.05 kg
Dimensiones Generales	37.5 in H x 22 in W x 21 in D / 95 cm H x 56 cm W x 53 cm D	
Cinta Medición	0 to 21 in x 0.25 in / 0 to 53 cm x 0.1 cm	
Bandeja	22 in L x 14.7 in W x 4.5 in D (56 cm L x 37 cm W x 11 cm D)	
Pantalla	Seis dígitos, siete segmentos, 0.7" (17.8 mm) alto LCD	
Poder	Seis "AA" Alcalina, Ni-Cad o baterías NiMH (no incluidas) O adaptador opcional 100 a 240V AC 50/60Hz 12V DC 1A UL/CSA listado (Número de parte Cardinal 6800-1045).	
Teclado	Tipo membrana con 5 teclas y 4 flechas direccionales	
Conectividad	Puerto Serial RS232	
Construcción	Acero, con pintura en polvo al horno	
Peso Despacho	33 lb (15 kg)	



POSICIONAMIENTO CONVENIENTE DE PANTALLA

El indicador de peso esta convenientemente situado Sobre el paciente, de manera Tal que sea fácil de leer el peso mientras el bebe esta sobre la báscula.



CONSTRUCCION DE CALIDAD

El 8432-CH tiene una función para mantener el peso en pantalla que compensa los movimientos típicos del bebe. La pantalla nítida del LCD ofrece dígitos de 1.90 cms de alto para facil visualizacion.



CINTA DE MEDICION INCLUIDA

La cinta de medición de fácil lectura Permite al usuario pesar y medir la altura del paciente simultáneamente (0 - 21"/53 cm).

DETECTO se reserve el derecho de mejorar, aumentar o modificar las especificaciones de este modelo sin previo aviso.

 **DETECTO**
www.Detecto.com

102 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153
www.Detecto.com

VENDIDO POR: