

BASCULAS BARIATRICAS

Con Altímetro
DIGITAL



VELOCIDAD
Y PRECISION
DIGITAL

Resistente pero con peso ligero, la 6857DHR Bariátrica escala's diseño equilibrado y ruedas integrales lo hace fácil para mover. La 6857DHR es diseñada específicamente para pesar la gente obesos y pacientes inestables y funciona con una comoda y espaciosa plataforma de 2 pies y cuadrada.

DETECTO
Modelo 6857DHR

DETECTO BARIÁTRICA ESCALA DIGITAL

-- CON VARILLA DE ALTURA DIGITAL --



PESO DIGITAL • ALTURA • IMC

La escala 6457DHR y la 6854DHR son diseñada para rendimiento optimo y para que enseñe el peso, la altura, y el IMC simultáneamente solo con subir la varilla de altura a la misma vez que pesas el

CONECTIVIDAD VERSATIL

Detectos estado de la tecnica MedVue digital peso indicador incluye DB9 seria, USB, opción para WIFI con y sin cable, Ethernet salida para transferir data a una impresora o basado en PC EMR software. Con la función de fecha y tiempo, la escala puede mandar el peso, la hora, la fecha, IMC, y altura directamente a una impresora o computadora para mantener registros. El montaje giratorio de 350 grados permite posicionarse donde sea mas fácil de ver.

paciente en la escala. No hay claves para empujar, no secuencias operativas para memorizar, y es completamente automatica. Estas escalas bariátricas estan lista para usar con USB, seria, y WIFI opcional. La capacidad de imprimir o guardar datos de peso es un ahorro de tiempo real para clínicas, oficinas de medicos, centros de atención a largo plazo, y muchas otras instituciones medicas.



- ▶ Velocidad y precisión en medición digital
- ▶ Pasamanos en acero inoxidable - seguro

- ▶ Ruedas integrales para fácil transporte
- ▶ Altímetro mide hasta 6'7" / 200 cm



DETECTO
Modelo 6857DHR

BARIÁTRICA ESCALA DIGITAL ESPECIFICACIONES		
	6857DHR	6854DHR
CAPACIDAD:	1,000 lb x 0.2 lb / 450 kg x 0.1 kg	600 lb x 0.2 lb / 270 kg x 0.1 kg
TAMAÑO DE PLATAFORMA:	24" x 24" / 61 cm x 61 cm	18" x 14" / 46 cm x 36 cm
PESO DE ENVÍO:	85 lb / 39 kg	74 lb / 34 kg
MEDIDA DE VARILLA DE ALTURA DIGITAL:	43" / 110 cm - 79" / 200 cm	Mismo
PODER:	6 A A Baterias (No incluida) o opción de adaptador de CA	Mismo
MONITOR:	Cristal liquido, 0.875" / 22 mm lecturas de alto peso	Mismo
CONECTIVIDAD:	Seria, USB, y WIFI opcional	Mismo



DETECTO
Modelo 6854DHR

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, alterar o modificar las especificaciones y características din previo aviso.

DETECTO
Una Division de Cardinal Scale Manufacturing Co.
102 E. Daugerty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153
www.Detecto.com

VENDIDO POR: