

DETECTO®

BASCULAS BARIATRICAS

Con Altímetro
DIGITAL



**VELOCIDAD
Y PRECISION
DIGITAL**

Resistente pero con peso ligero, la 6857DHR Bariátrica escala's diseño equilibrado y ruedas integrales lo hace fácil para mover. La 6857DHR es diseñada específicamente para pesar la gente obesos y pacientes inestables y funciona con una comoda y espaciosa plataforma de 2 pies y cuadrada.

DETECTO
Modelo 6857DHR

DETECTO BARIÁTRICA ESCALA DIGITAL

-- CON VARILLA DE ALTURA DIGITAL --



PESO DIGITAL • ALTURA • IMC

La escala 6457DHR y la 6854DHR son diseñada para rendimiento optimo y para que enseñe el peso, la altura, y el IMC simultáneamente solo con subir la varilla de altura a la misma vez que pesas el

paciente en la escala. No hay claves para empujar, no secuencias operativas para memorizar, y es completamente automatica. Estas escalas bariátricas estan lista para usar con USB, seria, y WIFI opcional. La capacidad de imprimir o guardar datos de peso es un ahorro de tiempo real para clínicas, oficinas de medicos, centros de atención a largo plazo, y muchas otras instituciones medicas.

CONECTIVIDAD VERSATIL

Detectos estado de la tecnica MedVue digital peso indicador incluye DB9 seria, USB, opción para WIFI con y sin cable, Ethernet salida para transferir data a una impresora o basado en PC EMR software. Con la función de fecha y tiempo, la escala puede mandar el peso, la hora, la fecha, IMC, y altura directamente a una impresora o computadora para mantener registros. El montaje giratorio de 350 grados permite posicionarse donde sea mas fácil de ver.



- ▶ Velocidad y precisión en medición digital
- ▶ Pasamanos en acero inoxidable - seguro

- ▶ Ruedas integrales para fácil transporte
- ▶ Altímetro mide hasta 6'7" / 200 cm

BARIÁTRICA ESCALA DIGITAL ESPECIFICACIONES		
	6857DHR	6854DHR
CAPACIDAD:	1,000 lb x 0.2 lb / 450 kg x 0.1 kg	600 lb x 0.2 lb / 270 kg x 0.1 kg
TAMAÑO DE PLATAFORMA:	24" x 24" / 61 cm x 61 cm	18" x 14" / 46 cm x 36 cm
PESO DE ENVÍO:	85 lb / 39 kg	74 lb / 34 kg
MEDIDA DE VARILLA DE ALTURA DIGITAL:	43" / 110 cm - 79" / 200 cm	Mismo
PODER:	6 A A Baterias (No incluida) o opción de adaptador de CA	Mismo
MONITOR:	Cristal liquido, 0.875" / 22 mm lecturas de alto peso	Mismo
CONECTIVIDAD:	Seria, USB, y WIFI opcional	Mismo



DETECTO
Modelo 6857DHR



DETECTO
Modelo 6854DHR

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, alterar o modificar las especificaciones y características din previo aviso.



VENDIDO POR:



102 East Daugherty St., Webb City, MO 64870 USA
Toll-Free: (800) 441-2008 E-mail: detecto@cardet.com
www.detecto.com